

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/depilator-silk-n-jewel-pk111264a-bialy-p-10862.html>



Depilator Silk'n Jewel PK111264A biały

Cena	298,00 zł
Dostępność	✕ WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	014389
Kod producenta	PK111264A
Kod EAN	8712856055791
Producent	SILK'N GLIDE
Rodzaj depilacji	na sucho
Zasilanie	Sieciowe

Opis produktu

Jeżeli chcesz usunąć niepożądane owłosienie z ciała lub twarzy, masz do wyboru golenie, depilację lub woskowanie. Po zabiegu skóra jest często podrażniona, a usunięte w ten sposób owłosienie szybko odrasta. Odkryj zupełnie nowe podejście do usuwania owłosienia: Silk'n Jewel. Depilator ten wykorzystuje pulsujące światło do bezbolesnego i komfortowego usuwania owłosienia. Co więcej, depilator Jewel jest wyposażony w wiele nowych funkcji, znacznie skracających czas trwania sesji usuwania owłosienia. Dzięki temu możesz szybko cieszyć się jedwabistą gładką skórą.

PIĘĆ POZIOMÓW ENERGII I REGULOWANA PRĘDKOŚĆ

Depilator Silk'n Jewel wyposażono w pięć poziomów energii, z których najniższy to poziom 1. Poziomy energii związane są z częstotliwością błysków HPL™. Im wyższy poziom energii został wybrany, tym bardziej skuteczny zabieg. Po ustawieniu poziomu 1 Jewel emituje jeden impuls świetlny na sekundę. Jest to poziom najszybszy. Znakomicie nadaje się dla osób, które przebywały ostatnio na słońcu. Po ustawieniu poziomu 5 depilator Jewel emituje jeden impuls świetlny co 3,5 sekundy. Poziom ten jest najbardziej skuteczny i daje najlepsze efekty.

TECHNOLOGIA HPL™ : PRZEBADANA KLINICZNIE I OPATENTOWANA

Technologia HPL™ (domowe światło impulsowe) od lat jest stosowana na całym świecie do usuwania niepożądanego owłosienia z ciała. Technologia ta została poddana wielu

próbom klinicznym, a wiodący dermatolodzy uznali ją za bezpieczną, łatwą i skuteczną metodę usuwania owłosienia w domu. Zabiegi z użyciem tej technologii zalecane są przez lekarzy, a jej skuteczność jest potwierdzona klinicznie. Technologia ta została opatentowana i zatwierdzona przez FDA (Agencja ds. żywności i leków) w Stanach Zjednoczonych.

NOWOŚĆ: TOUCH and GLIDE SYSTEM: SZYBSZE USUWANIE OWŁOSIENIA

Depilator Silk'n Jewel ma zupełnie inną konstrukcję niż dostępne na rynku urządzenia do usuwania owłosienia wykorzystujące technologię HPL. Jest on wyposażony w tylko jeden przycisk, którym można włączyć i wyłączyć urządzenie oraz wybrać żądany poziom energii. Nie musisz już za każdym razem wciskać przycisku aby wygenerować impuls świetlny, dzięki czemu zabieg usuwania owłosienia stał się szybszy i łatwiejszy. Wystarczy dotknąć skóry końcówką urządzenia, a automatycznie wyemituje ono impuls świetlny. Możesz skoncentrować się na niewielkiej powierzchni ciała, przesuwając urządzenie z jednego punktu do drugiego. Możesz też użyć urządzenia na większej powierzchni ciała, przeprowadzając cały zabieg w kilka minut.

100 000 IMPULSÓW ŚWIETLNYCH NA USUNIĘCIE OWŁOSIENIA Z CIAŁA I TWARZY

Używając depilatora Silk'n Jewel nie musisz się martwić o dodatkowe koszty, np. koszty wkładów. Ma on wbudowany wkład na nie mniej niż 100 000 impulsów świetlnych, co wystarczy na bardzo długo. Oznacza to, że nie musisz kupować wymiennych wkładów. W ogólnym rozrachunku Jewel kosztuje znacznie mniej niż produkty innych firm. 100 000 impulsów świetlnych generowanych przez depilator to więcej niż potrzeba do wykonania zabiegów usuwania owłosienia z całego ciała i twarzy.

PIĘĆ POZIOMÓW ENERGII I REGULOWANA PRĘDKOŚĆ

Depilator Silk'n Jewel wyposażono w pięć poziomów energii, z których najniższy to poziom 1. Poziomy energii związane są z częstotliwością błysków HPL™. Im wyższy poziom energii został wybrany, tym bardziej skuteczny zabieg. Po ustawieniu poziomu 1 Jewel emituje jeden impuls świetlny na sekundę. Jest to poziom najszybszy. Znakomicie nadaje się dla osób, które przebywały ostatnio na słońcu. Po ustawieniu poziomu 5 depilator Jewel emituje jeden impuls świetlny co 3,5 sekundy. Poziom ten jest najbardziej skuteczny i daje najlepsze efekty.

WBUDOWANY CZUJNIK BARWY SKÓRY POMAGA CHRONIĆ SKÓRĘ

Nasza skóra nie jest jednolicie zabarwiona. Niektóre części ciała zawierają więcej pigmentu niż inne lub są bardziej opalone. Depilator Silk'n Jewel ma wbudowany czujnik barwy

skóry, który skanuje jej powierzchnię. Jeżeli skóra jest zbyt ciemna, depilator nie będzie emitował impulsów świetlnych na wyższych poziomach energii. W takich przypadkach możesz kontynuować zabieg po ustawieniu niższego poziomu energii. Ponadto, depilator Silk'n Jewel został wyposażony w mechanizm automatycznie chroniący oczy. Urządzenie emituje impulsy świetlne tylko wtedy, gdy aplikator dotyka bezpośrednio skóry, a nie gdy jest skierowany w inną stronę. Sprawdź w tabeli kolorów skóry, czy Silk'n Glide jest dla Ciebie odpowiedni.

ZAPLANUJ SWOJE ZABIEGI ZA POMOCĄ DARMOWEJ APLIKACJI SILK'N APP

Aby uzyskać najlepsze efekty, należy wykonać serię zabiegów. Aby prawidłowo zaplanować zabiegi i o żadnym nie zapomnieć, możesz je łatwo dodawać do swojego harmonogramu w darmowej i łatwej w obsłudze aplikacji Silk'n App. Funkcja automatycznego powiadamiania zawarta w aplikacji nie pozwoli Ci zapomnieć o nadchodzącym zabiegu. Ponadto korzystając z aplikacji, możesz też uzyskać odpowiedź na ważne pytania związane z depilatorem Silk'n Jewel. Innymi słowy jest to urządzenie wygodne i uniwersalne!

Producent
Technologia
Zastosowanie
Impulsy
Tryby pracy
regulowana prędkość
Wbudowany czujnik barwy skóry
Powierzchnia miejsca zabiegu

Silk'n
Touch and Glide, HPL™
Nadaje się do usuwania owłosienia z całego ciała i twarzy
100 000 impulsów świetlnych
Opcja wyboru spośród 5 poziomów mocy
Tak
tak
3 cm²

- Depilator Jewel 100.000
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne Opakowanie