

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/irygator-do-zebów-panasonic-ew-dj40-w-p-3511.html>



Irygator Panasonic EW-DJ40-w biały

Cena	134,00 zł
Cena poprzednia	199,00 zł
Dostępność	X WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	004798
Kod producenta	EW-DJ40-W
Kod EAN	5025232538492
Producent	PANASONIC

Opis produktu

Panasonic DentaCare EW-DJ40 - Irygator bezprzewodowy

Panasonic DentaCare EW-DJ40 to nowoczesne urządzenie do irygacji skierowane do osób pragnących uzupełnić higienę jamy ustnej. Irygator z powodzeniem zastąpi nici dentystyczne oraz szczoteczki międzyzębowe. Skuteczni czyści miejsca niedostępne dla szczoteczek oraz pobudza krążenie w dziąsłach poprzez ich delikatny masaż. Dużym atutem irygatora jest możliwość jego złożenia, co idealnie sprawdza się na wyjazdach, urządzenie zmieści się nawet do kosmetyczki. Jest to idealne rozwiązanie dla osób noszących aparaty ortodontyczne, mosty protetyczne, implanty oraz osób często podróżujących.

Najważniejsze funkcje irygatora

- Irygator posiada 2 poziomy natężenia strumienia wody (w trybie łagodnym do delikatnej irygacji ciśnienie wynosi **3,9 bara**; w trybie normalnym z mocnym strumieniem wody ciśnienie wynosi **5,9 bara**.)
- Częstotliwość pompy to 1500 impulsów na minutę.
- Irygator przy pełnym zbiorniku pracuje nieprzerwanie przez 40 sekund. Pełne naładowanie akumulatora pozwala na 15 minut ciągłej pracy (tryb normalny).
- Zbiornik wody jest wbudowany w uchwyt irygatora. Pojemność pojemnika to 165 ml.
- Urządzenie zasilane jest akumulatorowo i posiada niewielką ładowarkę. Czas ładowania jest zredukowany do zaledwie 8h.

Wskazówki do prawidłowego czyszczenia jamy ustnej

- Strumień wody należy skierować jak najbardziej

prostopadle w trudno dostępne miejsca (między zębami, obszar między zębami i dziąslami) i lekko przesuwając wzdłuż linii zębów

- Następnie przechodzimy do irygacji tylnej części zębów, pamiętając by strumień wody skierowany był prostopadle do linii zębów.
- Na koniec prowadzimy irygację zębów dolnych, utrzymując prostopadły strumień wody. Podczas irygacji należy zachować szczególną ostrożność pomiędzy zębami i wokół aparatów ortodontycznych.

Producent	Panasonic
Kolor	Biały
Sposób podawania wody	Pulsacyjny
Liczba trybów	2
Pojemność	165 ml
Zakres ciśnienia	3,9 - 5,9 Bar
Długość czasu pracy	Do 15 minut
Sposób zasilania	Akumulatorowe
Przeznaczenie	Do użytku domowego i w podróży
Kompatybilność z końcówkami	EW0955 i EW0950
Napięcie znamionowe	100-240 V
Czas ładowania baterii	8 h
Maksymalna szybkość	1500 pulsacji na minutę
Poziom hałasu	69 dB
Waga irygatora	265 g

- Irygator Panasonic EW-DJ40-w biały
- Dysza do irygatora (EW0950)
- Ładowarka
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie