

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/irygator-oral-b-oxyjet-3724-p-20959.html>

Irygator Oral-B Oxyjet 3724



Cena	239,00 zł
Dostępność	X WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	130275
Kod producenta	Oxyjet 3724
Kod EAN	4210201139645
Producent	ORAL-B

Opis produktu

Irygator Oral-B Oxyjet 3724

Samo mycie zębów nie zawsze wystarcza, aby naprawdę zadbać o swoje dziąsła. Za pomocą irygatora Oxyjet Oral-B możesz masować i czyścić dziąsła, tak aby zachować ich zdrowie. Dzięki technologii mikropęcherzyków czyści głęboko pod linią dziąseł. Zapewnia również ukierunkowane czyszczenie poprzez delikatne usuwanie cząstek żywności. Dzięki irygatorowi Oxyjet Oral-B możesz cieszyć się spersonalizowanym czyszczeniem dzięki regulowanemu sterowaniu ciśnieniem wody i funkcjom dysz. Irygator został opracowany, aby zapewnić poczucie czystości i świeżości. Można go stosować z płynem do płukania ust lub bez niego, co stanowi doskonały dodatek do codziennego mycia zębów.

Delikatne oczyszczanie dla zdrowych dziąseł

Irygator jamy ustnej Oral-B Oxyjet ma obracający się strumień, który wzbogaca wodę w mikropęcherzyki powietrza z oczyszczonego powietrza, poprawiając w ten sposób zdrowie dziąseł i jednocześnie masując dziąsła. Ponadto Irygator jamy ustnej Oral-B Oxyjet wykorzystuje technologię mikropęcherzyków do zwalczania bakterii.

Istotne wskazówki

- **Krok pierwszy** - Umieść nasadkę irygatora na rękojeści, aż usłyszysz kliknięcie. Napełnij zbiornik letnią wodą. Jeśli chcesz dodać płyn do płukania jamy ustnej do wody, pamiętaj, aby najpierw zalać letnią wodą, a dopiero potem dodać płyn do płukania jamy ustnej.
- **Krok drugi** - Za pomocą pokrętła wybierz ciśnienie wody: poziom pierwszy dla łagodnego ciśnienia a poziom piąty dla silnego ciśnienia. Oral-B zaleca rozpoczęcie od pierwszego poziomu, szczególnie jeśli masz tendencję do krwawienia z dziąseł lub jeśli irygator używają dzieci.
- **Krok trzeci** - Dostosuj ustawienie strumienia wody. Wybierz pojedynczy strumień do ukierunkowanego czyszczenia lub wielokrotny strumień do delikatnego

masażu dziąseł.

Producent

Kolor

Napięcie robocze

Końcówki do szczotkowania

Zasilanie

Rodzaj produktu

Sygnalizator czasu mycia

Cechy

Braun

Biały

230 V

Oxyjet

Z sieci elektrycznej

Irygator jamy ustnej

Tak

- Spiralny lub prosty strumień wody
- Miesza wodę i powietrze tworząc mikropęcherzyki powietrza
- 5-stopniowa regulacja

- Irygator Oral-B Oxyjet 3724
- 4 końcówki Oxyjet
- Ładowarka
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie