

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/szyna-dentystyczna-bruxane-wb-01-p-24268.html>

Szyna dentystyczna Bruxane WB-01



Cena	179,00 zł
Dostępność	X WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	134515
Kod producenta	WB-01
Kod EAN	4049618042121
Producent	BRUXANE

Opis produktu

Bruxane 2go - inteligentna szyna relaksacyjna

Zgrzytanie zębami w nocy (**bruksizm**) to problem, na który cierpi prawdopodobnie co druga osoba. Ogromne siły działają nie tylko na szczękę i całe mięśnie żucia, powodując przeróżne dolegliwości, ale także powodują bezsenność, bóle głowy oraz bóle karku. **BruXane 2go** to inteligentna szyna dentystyczna, która może pomóc zatrzymać stukanie zębów i usunąć stresujące skutki uboczne. Podczas gdy osoba cierpiąca na bruksizm zaciska zęby podczas spania, bruXane wywołuje drgania, dzięki czemu pacjent otrzymuje podświadomy sygnał, aby przestać zgrzytać zębami - najlepiej bez budzenia się. W ten sposób bruXane 2go może po krótkim czasie zmniejszyć częstotliwość i czas trwania nocnego zgrzytania zębami.

Z biofeedbackiem przy zgrzytaniu zębów

Biofeedback to metoda terapii opierająca się na dostarczaniu informacji do organizmu kiedy zmienia się jego stan fizjologiczny, dzięki czemu może on wykształcić zdolność do modyfikowania aktywności. Pozwala to na wyzwolenie procesów korygujących patologie w organizmie. Bruxane korzysta z metod biofeedbacku, będąc połączeniem terapii szynowej oraz wcześniej wspomnianego rodzaju terapii. Istnieją badania, które wskazują tą metodę za optymalną podczas terapii stanów patologicznych w organizmie.

Najważniejsze cechy Bruxane 2go:

- zintegrowanie biofeedbacku z tradycyjną szyną
- 2w1: szyna do stałej ochrony zębów oraz biofeedback uśmierzający objawy bólowe bruksizmu
- poprzez wibracje i sygnał dźwiękowy użytkownik bruXane jest stale informowany o epizodach bruksizmu
- zmniejsza frekwencje występowania epizodów bruksizmu
- bardzo szybko i efektywnie redukuje negatywne efekty bruksizmu
- zapewnia ochronę dla odbudów i implantów
- brak czasu oczekiwania na szynę- zakupione urządzenie gotowe do użytku

-
- unisize - jeden rozmiar dla dowolnego użytkownika
 - zalecany czas noszenia to maksymalnie 8 tygodni
 - bruXane 2go może być noszona na górnym i dolnym łuku zębowym
 - w zestawie praktyczne pudełko do przechowywania

Producent

Typ produktu

Rozmiar

Maksymalny czas noszenia

Użytkowanie

BruXane

Szyna dentystyczna

Uniwersalny

8 tygodni

Górny i dolny łuk zębowy

- Szyna dentystyczna Bruxane WB-01
- Etui podróżne
- Instrukcja obsługi
- Oryginalne opakowanie