

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/aspirator-braun-bna100eu-do-nosa-p-18248.html>



Aspirator Braun BNA100EU do nosa

Cena	93,99 zł
Dostępność	X WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	126955
Kod producenta	BNA100EU
Kod EAN	4022167001016
Producent	BRAUN

Opis produktu

Wyłączenie prawa do odstąpienia.

Na produkty higieniczne zostało zastosowane wyłączenie od prawa do odstąpienia od umowy w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, jeżeli opakowanie to zostało otwarte po dostarczeniu.

Podstawa prawna: art. 38 ustawy o prawach konsumenta.

Aspirator Braun BNA100EU do nosa

Aspiratory dla dzieci służą do odciągania wydzieliny z nosa. Dzieci nie potrafią się pozbyć kataru same. Wydzielina zbierająca się w nosie w trakcie infekcji lub alergii stanowi pożywkę dla bakterii i sprzyja powikłaniom chorobowym. Ponadto, utrudnia spożywanie pokarmów, oddychanie i sen, przez co dolegliwości dziecka wpływają na spokój całej rodziny. Aspiratory elektroniczne dla dzieci pomagają normalnie oddychać.

Kompaktowy i lekki

Urządzenie jest kompaktowe, lekkie i wykonane w sposób ergonomiczny. To właśnie dzięki małemu rozmiarowi, urządzenie może być również używane w trasie. Co więcej, ergonomia urządzenia również podnosi jego funkcjonalność. Braun BNA 100 jest lekki i łatwy w użyciu. Aspirator posiada dwie końcówki silikonowe, dzięki którym rodzic może dopasować aspirator do wielkości dziecięcego noska. Jedna końcówka jest szersza- do większych dziurek lub do gęstszego kataru. Druga końcówka węższa- dla bardzo małych dzieci lub rzadkiej wydzieliny.

Dwie moce ssania

Urządzenie posiada dwie moce ssania, ułatwia to elastyczne zasysanie kataru w zależności od potrzeb i gęstości wydzieliny. Aspirator łatwo się czyści. Elementy można bezproblemowo zdemontować i umyć w zmywarce. Dzięki temu zachowana jest higiena i w każdej chwili można ponownie korzystać z przyrządu. Aspirator zasilany elektrycznie - zapewnia wysoka skuteczność działania, a jednocześnie zmniejsza ryzyko przenoszenia infekcji na osoby opiekujące się dzieckiem. Robocza max moc ssania 70kPa

Producent

Źródło zasilania

Robocza max moc ssania

Temperatura robocza

Temperatura przechowywania

Waga urządzenia

Czas pracy na baterii

Braun

bateria alkaliczna: 2 x AA (LR6) 1,5V

70kPa

od 10 do 40 stopni C

od -25 do 55 stopni C

230g

10000 użyć- 3 godziny

- Aspirator Braun BNA100EU do nosa
- 2 końcówki do aspiratora
- 2 baterie AA (LR6) 1,5V
- Woreczek na urządzenie
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie