

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/pulsoksymetr-ds103-p-19852.html>

Pulsoksymetr DS103

Cena	12,99 zł
Cena poprzednia	39,99 zł
Dostępność	X WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	129208

Opis produktu

Pulsoksymetr DS103

Pulsoksymetr napalcowy DS103 przeznaczony jest do pomiaru saturacji oraz częstotliwości pracy serca. Urządzenie wykonuje pomiar poprzez tętnicę palcową i oblicza nasycenie hemoglobiny tlenem SpO2. Pulsoksymetr posiada niewielkie rozmiary i może być wykorzystywany w domu oraz w placówkach medycznych. Proste w obsłudze urządzenie DS105 posiada niewielkie wymiary, dzięki którym jest wygodne w przenoszeniu. Można go również zabrać na wyjazd, podróż służbową, wakacje, spacer czy nawet na siłownię.

Szybki pomiar

Pulsoksymetr po nałożeniu na palec w sposób nieinwazyjny w ciągu kilku sekund pokazuje wynik wysycenia krwi, tętno oraz wartość indeksu perfuzji. Polecany do monitorowania swojego zdrowia przy codziennych czynnościach takich jak wysiłek fizyczny (bieganie, jazda na rowerze, fitness) lub praca umysłowa (pracownicy biurowi narażeni na większe zużycie tlenu). Zgodnie z ostatnimi zaleceniami, pomiar SpO2 należy przeprowadzać także u osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Naczenie krwi tlenem (tzn saturacja) jest oznaczone symbolem Spo2 i jest podawane w procentach. Prawidłowa wartość saturacyjna u osoby zdrowej wynosi 93-99% - w związku z czym warto mieć przy sobie pulsoksymetr i stale monitorować te dane.

Prosty i funkcjonalny

Urządzenie jest bardzo proste w obsłudze. Doskonale nada się do zastosowań profesjonalnych w szpitalach, przychodniach, jak również dla użytkowników indywidualnych (osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 5 roku życia). Pulsoksymetr posiada duży, czytelny, kolorowy wyświetlacz LED oraz odznacza się solidnością wykonania. Pulsoksymetr ma długą żywotność baterii, co pozwala na korzystanie z niego do 20 godzin (przy małym zużyciu energii).

Kiedy używać pulsoksymetru?

- Przy niewydolności oddechowej
- Przy przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POCHP, ang. COPD)
- Przy niewydolności krążeniowej

Rodzaj urządzenia
Kolor
Zastosowanie
Materiał
Typ wyświetlacza
Wymiary urządzenia
Wymiary opakowania
Waga
Nasycenie tlenu we krwi (zakres pomiarowy)
Dokładność pomiaru nasycenia tlenu we krwi

Puls (zakres pomiarowy)
Dokładność pomiaru pulsu
Zasilanie
Pobór mocy
Automatyczne wyłączanie

- Przy nowotworach płuc
- Przy astmie
- Przy bronchoskopii
- Podczas monitorowania czynności życiowych
- Przy ustaleniu konieczności stosowania tlenoterapii
- W trakcie każdego stanu ciężkiego chorego
- Przy zagrożeniu hipoksją i jej unikaniu
- Przy osobach hospitalizowanych z powodu COVID-19

Pulsoksymetr
Biało-czarny
Palec
Tworzywo sztuczne
LED kolorowy
62 x 31 x 36 mm
84 x 57 x 40 mm
32 g (bez baterii)
70% ~ 99%

- $\pm 2\%$ w zakresie 80% ~ 99%
- $\pm 3\%$ w zakresie 70% ~ 79%

30BPM ~ 250BPM
 $\pm 1\text{BPM}$ lub $\pm 1\%$
Dwie baterie alkaliczne AAA 1,5V
Poniżej 30 mA
Po 8 sekundach

- Pulsoksymetr DS103
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie