


Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/waga-lazienkowa-medvion-i-10-czarna-p-6151.html>



WAGA ŁAZIENKOWA MEDVION I-10 CZARNA

Cena	39,99 zł
Dostępność	WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	008076
Kod producenta	MEDVION I-10 CZARNA
Kod EAN	5901801520344
Producent	MEDVION

Opis produktu

Waga Medivon I-10 - Najwyższej jakości waga łazienkowa z funkcją pomiaru BMI.

- Maksymalne obciążenie - 150 kg
- Pomiar tkanki tłuszczowej
- Pomiar zawartości wody
- Możliwość ustawiania płci i wieku
- Wbudowana pamięć do 10 użytkowników
- Wyświetlacz LCD

Pomiar BMI

Urządzenie jest wyposażone w czujniki służące do pomiaru masy ciała BMI. Dzięki czujnikom można zmierzyć masę ciała, tkanki tłuszczowej i wody w organizmie. Czujniki działają na zasadzie prądów o niskiej częstotliwości, które przepływają przez organizm. Pomiar BMI jest podany w procentach i uzyskuje się go podając kolejne współczynniki: wzrost, wiek, płeć i wagę. Generalny zakres pomiarowy BMI:

- Mężczyźni: 14- 24%

- Kobiety: 20 - 30%

Pomiar poniżej lub powyżej tego zakresu będzie oznaczał nadwagę lub niedowagę.

Pomiar tkanki tłuszczowej

Waga pozwala na pomiar procentowej zawartości tkanki tłuszczowej w organizmie. Dokładna znajomość składu masy ciała i dziennego zapotrzebowania energetycznego pozwala na oszacowanie nadmiaru tkanki tłuszczowej i jednocześnie skalkulowanie odpowiedniej wagi .

Pomiar zawartości wody

Pomiar procentowej zawartości wody w organizmie jest niezbędny przy długookresowej kontroli masy ciała. Pozwala on na odróżnienie spadku masy ciała od spadku zawartości wody w organizmie.

Automatyczne włączanie/wyłączanie

Aby włączyć wagę, wystarczy delikatnie nacisnąć jej powierzchnię.

Producent	MEDIVON
Dokładność pomiaru	100 g
Maksymalne obciążenie	150 kg
Pamięć pomiarów	Do 10 użytkowników
Waga netto	1.1 kg
Wymiary	280 x 280 x 29 mm
Wyświetlacz	LCD 73 x 29 mm
Zakres pomiaru tkanki tłuszczowej	4,0 - 45,0%
Zakres pomiaru zawartości wody	37,8 - 66,0%
Zasilanie	1 x 3V, CR2032

- WAGA ŁAZIENKOWA MEDVION I-10 CZARNA
- ORYGINALNE OPAKOWANIE
- INSTRUKCJA