

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/atlas-do-cwiczen-tytan-12-hms-p-3997.html>



ATLAS DO ĆWICZEŃ TYTAN 12 HMS

Cena	1 499,00 zł
Dostępność	X WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	005374
Kod producenta	TYTAN 12 HMS
Kod EAN	5907695500707
Producent	HMS

Opis produktu

ATLAS DO ĆWICZEŃ TYTAN 12 HMS - Dzięki uniwersalnej konstrukcji zapewnia kompleksowy trening całego ciała.

Tytan 12 HMS został zbudowany z ośmiu w pełni funkcjonalnych przyrządów do ćwiczeń: ławki skośnej, modlitewnika, motylka, wyciągu dolnego i górnego, stacji do ćwiczenia mięśni nóg, stanowiska do intensywnego treningu mięśni brzucha oraz stacja do wykonywania pompek. Połączenie w konstrukcji atlasu tak szerokiego wachlarza funkcji, czyni z niego urządzenie idealne dla osób poważnie myślących o systemowym rozwoju muskulatury ciała.

Wszystkie elementy tapicerowane zostały wykonane z wytrzymałej gąbki oraz estetycznej i trwałej tkaniny obiciowej o wzorze karbonu. Dzięki swoim właściwościom skutecznie odciążają kręgosłup i stabilizują jego pozycję, dzięki czemu nawet bardzo intensywny trening nie będzie stanowił problemu.

Wysoka jakość wykonania Tytana 12 HMS gwarantuje bezproblemową eksploatację przez długi czas i przychodzi Ci myśl o wiele droższe produkty. Począwszy od ramy zbudowanej z wytrzymałej, malowanej proszkowo stali, poprzez wykończenie tapicerskie, po system kół pasowych i linek naciągowych, urządzenie spełnia najwyższe standardy techniczne i estetyczne. Polecamy ją wszystkim osobom, poszukującym trwałego i uniwersalnego urządzenia do użytku domowego.

Producent	HMS
Długość	160 cm
Wysokość	205 cm
Szerokość	225 cm
Hantle	1,5 kg (2 szt.)
Maksymalna waga użytkownika	100 kg
Przeznaczenie	Domowe
Ilość stanowisk	2

Waga stosu
Przyrządy do ćwiczeń

68 kg
Motylek, wyciąg górny, wyciąg dolny, stacja do ćwiczenia
mięśni nóg, stanowisko do ćwiczenia dips (intensywny trening
mięśni brzucha), uchwyty do pompek, modlitewnik (ławka
scotta), ławka skośna
142,5 kg

Waga

- ATLAS DO ĆWICZEŃ TYTAN 12 HMS
- ORYGINALNE OPAKOWANIE
- INSTRUKCJA