

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/bezdotykowa-stacja-do-dezynfekcji-rak-p-18664.html>



Bezdotykowa stacja do dezynfekcji rąk Intechnic

Cena	4 990,00 zł
Cena poprzednia	5 490,00 zł
Dostępność	✕ WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	127544
Zasilanie	Sieciowe

Opis produktu

Bezdotykowe urządzenie do dezynfekcji dłoni

Zadbaj o bezpieczeństwo swoje, pracowników oraz klientów! Dzięki automatycznemu podajnikowi środka dezynfekującego możesz całkowicie bezkontaktowo odkazić dłonie. Urządzenie pozwala zaoszczędzić środek dezynfekujący dzięki precyzyjnemu dozowaniu płynu (5 litrów produktu wystarcza na 2500 zastosowań). Maszyna wyposażona została w dodatkowe miejsce na rękawiczki jednorazowe oraz chusteczki. Posiada minimalistyczny i elegancki design.

Główne cechy charakterystyczne:

- Duża wnęka na obie dłonie – dzięki temu rozwiązaniu nadmiar środka dezynfekującego nie rozbryzguje się, lecz skapuje do szczelnej miski.
- Posiada miejsce na odpady – zużyte rękawiczki lub chusteczki trafiają do umieszczonego wewnątrz urządzenia kosza, który można w łatwy sposób wyciągnąć w całości w celu opróżnienia.
- Nie wymaga stałego nadzoru – wystarczy okresowo sprawdzić stan pojemnika ze środkiem dezynfekującym.
- Łatwe uzupełnianie środka dezynfekującego – nie wymaga przelewania substancji, wystarczy wstawić dowolne opakowanie ze środkiem dezynfekującym do wewnątrz urządzenia.
- Przemysłowa jakość wykonania – lata pracy w przemyśle pozwoliły nam osiągnąć najwyższe standardy. Zastosowane najlepszej jakości podzespoły gwarantują bezawaryjną pracę, a malowane proszkowo stalowe osłony i nierdzewne elementy wpływają na trwałość urządzenia.
- Frontowa osłona wykonana z plexi – zapewnia pełną higienę oraz umożliwia łatwe utrzymanie czystości.
- Zamykane drzwiczki z tyłu urządzenia zapewniają ochronę przed ingerencją osób nieupoważnionych.

Producent
Typ urządzenia
Wymiary
Zasilanie
Zastosowanie

In-technic
Bezdotykowe
38 cm x 30 cm x 152 cm
230 VAC
Bezdotykowa dezynfekcja dłoni

- Bezdotykowa stacja do dezynfekcji rąk
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie