

Link do produktu: <https://mirapolnext.pl/waga-tanita-bc-545-z-analiza-skladu-ciala-p-19972.html>



Waga Tanita BC-545

Cena	599,00 zł
Dostępność	X WYPRZEDANE
Czas wysyłki	Natychmiast
Numer katalogowy	129371
Kod producenta	BC-545
Kod EAN	4904785814592
Producent	Tanita

Opis produktu

Waga Tanita BC-545 z analizą składu ciała

BC-545 Classic to idealna waga do analizy ciała dla sportowców i osób o nietypowej budowie. Całe ciało jest mierzone na różne sposoby. Daje to również oddzielne wartości dla każdego ramienia, każdej nogi i tułowia. W ten sposób można rozpoznać wszelkie nierówności lub słabości. Do pomiaru wykorzystano technologię Tanita do segmentowej analizy impedancji bioelektrycznej (BIA) oraz bardzo czułą technologię ważenia z podziałką 100 gramów.

Pamięć do 3 lat wstecz

Technologia zastosowana w analizatorze jest oparta na tej samej technologii, która jest wykorzystywana przez lekarzy, sportowców i kluby fitness. Urządzenie umożliwia stworzenie 4 profili osobowych oraz 1 tryb gościa, dzięki temu można kontrolować i dbać o skład ciała wszystkich członków rodziny. Dodatkowo analizator posiada pamięć profil do 3 lat wstecz, co pozwala na szerszą analizę przemiany składu ciała.

Producent
Metoda pomiaru
Liczba elektrod
Maksymalna waga
Wyświetlacz
Dokładność pomiaru zawartości tkanki tłuszczowej
Dokładność pomiaru zawartości tkanki mięśniowej
Dokładność pomiaru zawartości wody w organizmie
Pamięć
Funkcje

Monitoring komponentów ciała

Analizator składu ciała, przeznaczony do użytku domowego, umożliwia profesjonalny monitoring komponentów budowy ciała. Urządzenie pozwala na pomiar tkanki mięśniowej, tkanki tłuszczowej, całkowitej zawartości wody w organizmie, dobowego zapotrzebowania kalorycznego BMR, masy kości, wieku metabolicznego oraz innych parametrów w czasie krótszym niż 20 sekund.

Tanita
BIA (analiza bioimpedancji elektrycznej)
8 niezależnych elektrod
150 kg
2.9" x 3.4" LCD, ciekłokrystaliczny
0,1% (w %)
100g (w kg)
0,1% (w %)
4 osoby, funkcja Gość
• Masa ciała w kg
• Masa tkanki tłuszczowej w %

-
- Masa tkanki mięśniowej w kg
 - Całkowita zawartość wody w organizmie w %
 - Masa kości w kg
 - Physique rating (niezależne od spadku wagi, różnice w proporcji tkanki tłuszczowej i masy mięśni)
 - Wskaźnik trzewnej tkanki tłuszczowej
 - BMR Wskaźnik podstawowej przemiany materii kcal
 - Funkcja "ATLHLE" "STANDARD" i "GOŚĆ"

- Waga Tanita BC-545 z analizą składu ciała
- Instrukcja Obsługi
- Oryginalne Opakowanie